

















Symboles

DESTINÉ AU DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT

La présente légende générale a pour but de favoriser la compréhension des symboles susceptibles d'apparaître sur l'étiquette d'un produit de diagnostic *in vitro* d'Illumina.

	Contenu suffisant pour <n> tests
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Représentant autorisé dans la communauté européenne
	Conformité européenne
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Limite de température
	Numéro du lot
	Fabricant
	Date de fabrication
	Date limite d'utilisation
	Lire le mode d'emploi
	Dispositifs médicaux devant être protégés de la lumière ou de la chaleur
	Les réactifs doivent seulement être utilisés dans la zone de postamplification du laboratoire.
	Les réactifs doivent seulement être utilisés dans la zone de préamplification du laboratoire.
	Mise en garde – La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un professionnel de la santé autorisé.



Symbole indiquant un risque pour la santé – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse <http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.



Symbole d'avertissement de danger – Veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du composant, que vous pouvez télécharger à partir de l'adresse <http://support.illumina.com/sds.html>, pour lire les explications et les mises en garde des symboles de danger.


Droit d'auteur et marques de commerce

© 2019 Illumina, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété d'Illumina, Inc. ou de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir des renseignements sur les marques de commerce, consultez la page www.illumina.com/company/legal.html.

Coordonnées



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
États-Unis
+(1) 800 809-ILMN (4566)
+(1) 858 202-4566
(en dehors de l'Amérique du Nord)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
ROYAUME-UNI

Commanditaire australien

Illumina Australia Pty Ltd
1 International Court
Scoresby, Victoria, 3179
Australie