

















Chiave dei simboli

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO

La presente legenda generale contribuisce alla comprensione dei simboli che possono apparire nell'etichettatura di un prodotto per diagnostica *in vitro* (In Vitro Diagnostic, IVD) Illumina.

	Sufficiente per <n> test
	Dispositivo medico diagnostico <i>in vitro</i>
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Conformità europea
	Numero di codice
	Numero di serie
	Limite di temperatura
	Codice batch
	Fabbricatore
	Data di fabbricazione
	Utilizzare entro
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Utilizzato per i dispositivi medici che devono essere protetti dalla luce o dal calore.
	I reagenti devono essere utilizzati esclusivamente nell'area di post-amplificazione del laboratorio.
	I reagenti devono essere utilizzati esclusivamente nell'area di pre-amplificazione del laboratorio.
	Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte di o su richiesta di un operatore sanitario autorizzato.



Simboli di pericolo per la salute: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web <http://support.illumina.com/sds.html>



Simboli di avvertenza di pericolo: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web <http://support.illumina.com/sds.html>


Copyright e marchi di fabbrica

© 2019 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni specifiche sui marchi di fabbrica, visitare la pagina Web www.illumina.com/company/legal.html.

Informazioni di contatto



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California
92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (fuori dal
Nord America)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
REGNO UNITO

Sponsor Australiano
Illumina Australia Pty Ltd
1 International Court
Scoresby, Victoria, 3179
Australia