

Symbolschlüssel

FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTIK

In dieser allgemeinen Legende finden Sie Erklärungen zu Symbolen, die Teil der Kennzeichnung eines *In-vitro*-Diagnostikprodukts von Illumina sein können.

	Inhalt ausreichend für <n> Tests
	Medizinisches Gerät zur <i>In-vitro</i> -Diagnostik
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Europäische Konformität
	Teilenummer
	Seriennummer
	Temperaturgrenze
	Chargencode
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Verbrauchsdatum
	Gebrauchsanweisung lesen
	Verwendet bei medizinischen Geräten, die vor Licht oder Hitze geschützt werden müssen
	Reagenzien sind nur im Post-Amplifikationsbereich des Labors zu verwenden
	Reagenzien sind nur im Prä-Amplifikationsbereich des Labors zu verwenden
	Vorsicht: Landesweite Vorschriften geben vor, dass dieses Gerät nur von zugelassenen Fachpersonen oder in ihrem Auftrag verkauft werden darf.



Gesundheitsgefährdungssymbol: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: <http://support.illumina.com/sds.html>



Gefahrenhinweissymbol: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsdatenblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: <http://support.illumina.com/sds.html>

Urheberrecht und Marken

© 2019 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter www.illumina.com/company/legal.html.

Kontaktinformationen



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Kalifornien
92122, USA
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566
(außerhalb von
Nordamerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
GROSSBRITANNIEN

Australischer Sponsor
Illumina Australia Pty Ltd
1 International Court
Scoresby, Victoria, 3179
Australien