

Legenda de los símbolos

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO

A continuación, se presenta una leyenda general para facilitar la comprensión de los símbolos que pueden aparecer en las etiquetas de un producto de diagnóstico *in vitro* (DVI) de Illumina.

	Contenido suficiente para <n> análisis
	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Conformidad con las normas europeas
	Número de referencia
	Número de serie
	Límite de temperatura
	Código de lote
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
	Consultar instrucciones de uso
	Uso para dispositivos médicos que deben protegerse de la luz o del calor
	Los reactivos solo se pueden utilizar en el área de posamplificación del laboratorio.
	Los reactivos solo se pueden utilizar en el área de preamplificación del laboratorio.
	Precaución: Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a facultativos licenciados de asistencia sanitaria o bajo prescripción de estos.



Símbolo de peligro para la salud: Los símbolos de peligro y sus respectivas explicaciones se pueden consultar en la hoja de datos de seguridad (SDS), disponible en <http://support.illumina.com/sds.html>.



Símbolo de advertencia de peligro: Los símbolos de peligro y sus respectivas explicaciones se pueden consultar en la hoja de datos de seguridad (SDS), disponible en <http://support.illumina.com/sds.html>.


Copyright y marcas comerciales

© 2019 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a Illumina, Inc. o a sus respectivos propietarios. Para obtener información específica sobre las marcas comerciales, consulte www.illumina.com/company/legal.html.

Información de contacto



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California
92122 (EE. UU.)
+ 1 800 809 ILMN (4566)
+ 1 858 202 4566
(fuera de Norteamérica)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
REINO UNIDO

Patrocinador australiano
Illumina Australia Pty Ltd
1 International Court
Scoresby, Victoria, 3179
Australia