


















– szimbólumok magyarázata

IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA

Ez egy általános jelmagyarázat, amely segít a terméken található címkék jelentésének megértésében.

	<n> vizsgálat elvégzéséhez elegendő
	In vitro diagnosztikai orvostechikai eszköz
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Katalógusszám
	Gyártási szám
	Gyártás dátuma
	Hőmérséklet-korlátozás
	Cikkszám
	Tételszám
	Gyártó
	Felhasználhatósági dátum
	Lásd a használati utasítást.
	Jelölőnégyzet annak megerősítésére, hogy 100 ml EtOH hozzáadása történt a palackhoz
	Európai megfelelés
	Egészségi veszély szimbólum – A veszélyjeleket és az azokhoz tartozó veszélyességi nyilatkozatok szövegét lásd a biztonsági adatlapon (SDS), amely letölthető a http://support.illumina.com/sds.html weboldalról.
	Tűzveszély szimbólum – A veszélyjeleket és az azokhoz tartozó veszélyességi nyilatkozatok szövegét lásd a biztonsági adatlapon (SDS), amely letölthető a http://support.illumina.com/sds.html weboldalról.
	Veszélyjelző szimbólum – A veszélyjeleket és az azokhoz tartozó veszélyességi nyilatkozatok szövegét lásd a biztonsági adatlapon (SDS), amely letölthető a http://support.illumina.com/sds.html weboldalról.


Szerzői jog és védjegyek

© 2020 Illumina, Inc. Minden jog fenntartva. Minden védjegy az Illumina, Inc., illetve az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. A védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a www.illumina.com/company/legal.html oldalon.

Elérhetőségek



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California
92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (Észak-
Amerikán kívül)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
Freddy van
Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Hollandia

Ausztrál szponzor
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Ausztrália