

Symbolerläuterung

FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTIK

Dieses Dokument enthält eine allgemeine Legende mit Erklärungen zu Symbolen, die ggf. zur Kennzeichnung dieses Produkts verwendet werden.

	Für <i>In-vitro</i> -Diagnostik
	Katalognummer: Zeigt die Katalognummer des Herstellers zur Geräteidentifikation an
	Seriennummer
	Chargencode: Zeigt den Chargencode des Herstellers für die Identifikation der Charge an
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Verschreibungspflichtig: US-Bundesgesetze geben vor, dass dieses Gerät nur von zugelassenen Fachpersonen oder in deren Auftrag verkauft werden darf
	Hochleistungs-Modus
	Europäische Konformität
	Gebrauchsanweisung lesen
	Temperaturgrenze: Zeigt zulässige Temperaturgrenzen für den Versand und die Exposition an
	Hersteller: Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an, wie in den EU-Richtlinien definiert
	Verbrauchsdatum
	Vor Sonneneinstrahlung schützen: Bezeichnet ein medizinisches Gerät, das vor Licht oder Hitze geschützt werden muss
	Gesundheitsgefährdungssymbol: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsdatenblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: http://support.illumina.com/sds.html



Gefahrenhinweissymbol: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsdatenblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung:
<http://support.illumina.com/sds.html>

Urheberrecht und Marken

© 2020 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter www.illumina.com/company/legal.html.

Kontaktinformationen



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Kalifornien 92122, USA
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Australische Niederlassung

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australien