

기호 키

체외 진단용

이 문서는 이 제품의 라벨에 표시될 수 있는 기호에 대한 이해를 돕기 위한 일반 범례입니다.

-  체외 진단용
-  카탈로그 번호 - 기기 식별을 위한 제조업체의 카탈로그 번호를 나타냅니다.
-  일련 번호
-  배치 코드 - 배치 또는 로트 식별을 위한 제조업체의 배치 코드를 나타냅니다.
-  유럽 커뮤니티의 승인 받은 담당자
-  처방 전용 - 미국 연방법에 따라 이 기기는 라이선스가 있는 의사에 의해 또는 그의 지시에 의해서만 판매됨
-  높은 출력
-  유럽 적합성
-  사용 지침을 참고하십시오
-  온도 제한 - 허용되는 배송 및 노출 온도 제한을 나타냅니다.
-  제조업체 - EU 지침에 정의된 의료 기기 제조업체를 나타냅니다.
-  사용 기한
-  직사광선을 피해 보관 - 빛이나 열로부터 보호해야 하는 의료 기기를 나타냅니다.
-  건강 유해 기호 - 유해 기호 및 동반되는 유해 문구에 대한 설명은 <http://support.illumina.com/sds.html>에서 다운로드 가능한 컴포넌트 SDS(안전보건자료)를 참고하십시오.
-  유해 경고 기호 - 유해 기호 및 동반되는 유해 문구에 대한 설명은 <http://support.illumina.com/sds.html>에서 다운로드 가능한 컴포넌트 SDS(안전보건자료)를 참고하십시오.


저작권 및 상표

© 2017 Illumina, Inc. All rights reserved. Illumina, NextSeq, 및 하단 흐름 디자인은 미국 및/또는 다른 국가에서 Illumina, Inc. 및/또는 그 자회사의 등록 또는 출원 상표입니다. 그 밖의 모든 이름, 로고 및 기타 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

문의 정보



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 U.S.A.
+ 1.800.809.ILMN(4566)
+ 1.858.202.4566(북미 이외 지역)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

호주 의뢰사

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000 Australia